



AGIMIXX[®]
slab51 Probiotiques

Le probiotique pour rester longtemps en forme

Probiotique doté d'une concentration de **100 milliards** de bactéries actives et vivantes **par sachet** pour :

Maintenir l'équilibre de la flore intestinale.

Maximiser son capital jeunesse et lutter contre la baisse naturelle du nombre de bactéries.

Rétablir les fonctions de la barrière intestinale.

Agimixx[®] contient **Slab51[®]** une combinaison de 8 souches de bactéries spécifiques. **Sans allergène.**

8
souches

100
milliards de
bactéries

Action
barrière
intestinale

8 souches de bactéries enregistrées

Les 8 souches qui composent Agimixx® sont identifiées et enregistrées en France à l'Institut Pasteur.

- *Streptococcus thermophilus* CNCM I-5570 (DSM 32245): 40 milliards

- 5 lactobacilles : 35 milliards
L. acidophilus CNCM I-5567 (DSM 32241), *L. helveticus* CNCM I-5573 (DSM 32242), *L. paracasei* CNCM I-5568 (DSM 32243), *L. plantarum* CNCM I-5569 (DSM 32244), *L. brevis* CNCM I-5566 (DSM 27961)

- 2 bifidobactéries : 25 milliards
B. lactis CNCM I-5571 (DSM 32246), *B. lactis* CNCM I-5572 (DSM 32247)

Apport quotidien recommandé

L'apport quotidien recommandé est de 1 à 2 sachets. Il est conseillé de prendre Agimixx® le soir au coucher.

L'amélioration se sent déjà au bout de quelques jours, la colonisation optimale est obtenue après 2 à 3 semaines.

De légers ballonnements peuvent survenir, c'est un phénomène transitoire dû à l'adaptation de votre flore aux nouvelles bactéries.



Agimixx® boîte de 30 sachets

Arôme fruits des bois

Poids net 45g (30 x 1,5g par sachet)

Comment prendre Agimixx®

Ouvrez le sachet et remuez le contenu dans 100ml d'eau froide non gazeuse ou de yaourt ou de compote de pommes et ingérez immédiatement.

Bien conserver Agimixx® au réfrigérateur (+2-8°C).

Le produit peut rester jusqu'à une semaine hors du réfrigérateur (<25°C).

Pour commander

<https://ormendes.ch/fr/boutique/agimixx-30>



Visitez agimixx.net ou scannez pour plus d'informations